

**MARS One - простая и надёжная бюджетная модификация MARS 6.**  
Для определения тяжёлых металлов и токсичных элементов методами ICP, AAS, ICP-MS.

- Кислотное разложение до 12 образцов одновременно
- Время разложения – 30-35 минут
- Высокая безопасность и отсутствие потерь определяемых элементов
- Предоставляются готовые режимы разложения образцов
- Сосуды Xpress объемом 75 или 55 мл с авторегулированием давления, вес карусели с сосудами всего 4 кг
- Бесконтактный контроль температуры каждого сосуда
- Лёгкая сборка сосудов (состоят из 3х частей), не нужно присоединять датчики
- Быстрое охлаждение сосудов после рабочего цикла


Кислотное разложение проб

- Воды, почв, донных отложений
- Пищевых продуктов и кормов для животных
- Удобрений
- Фармацевтических препаратов

На протяжении сорока лет СЕМ продолжает совершенствовать лабораторные измерительные приборы и научные методы, которые широко применяют на практике ведущие компании, крупные исследовательские институты и университеты во всем мире.

**Компания ЭЛЕМЕНТ является авторизованным дистрибьютором СЕМ Corp.**

Обеспечиваем консультативную поддержку пользователей, ввод в эксплуатацию, гарантийное и постгарантийное обслуживание аналитического оборудования СЕМ для оснащения лабораторий агропромышленного комплекса, таможенных служб и научно-исследовательских институтов, предприятий химической горнодобывающей и металлургической отраслей.



📍 Москва  
📍 Екатеринбург  
📍 Новосибирск

8 (800) 250-34-64  
[www.element-msc.ru](http://www.element-msc.ru)  
[info@element-msc.ru](mailto:info@element-msc.ru)

